


試料濃縮用注射針 アルコール用

NeedlExシリーズに、アルコール濃縮用が加わりました。メタノール、エタノール等の低級アルコールのほか、アセトン、アセトアルデヒド等の低沸点物を50倍以上に濃縮することが可能です。

ワインのヘッドスペースガス① (パックドカラム分析)




製造元


信和化工株式会社


〒612-8307
京都市伏見区景勝町50番地2
TEL 075-621-2360 FAX 075-602-2660
URL: <http://shinwa-cpc.co.jp/>
E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

発売元


光明理化学工業株式会社

〒213-0006
神奈川県川崎市高津区下野毛 1丁目 8番 28号
TEL 044-833-8900 FAX 044-833-2671
URL: <http://www.komyokk.co.jp/>
E-mail: qa@komyokk.co.jp

ワインのヘッドスペースガス ② (キャピラリーカラム分析)



価格表

品名	入数	価格
NeedEx アルコール用	3本入	22,000円



北川式ガス採取器に装着時



北川式ガス採取器

アクセサリ

品名	価格
北川式ガス採取器 AP-20 (試料採取量 50, 100 mL用)	20,000円
北川式ガス採取器 AP-20N (試料採取量 10, 50, 100 mL用)	24,000円
SGE ルアーロック型 ガスタイトシリンジ 1 mL	8,400円

仕様及び価格は改良のため予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承下さい。

取扱店